

أولاً: Cardioversion

بالشرح المبسط – Cardioversion Checklist

Step (English)	الترجمة	الشرح بالعربي (بنعمل إيه وليه)
Perform hand hygiene	نظافة اليدين	بنغسل إيدينا علشان نقلل العدوى
Connect monitoring lead wires	توصيل أسلاك المراقبة	علشان نشوف ECG بنوصل النظم القلبي
Select lead with clear R wave	واضحة R اختيار مسار فيه موجة	بوضوح R wave لازم نشوف علشان المزامنة
Activate sync mode, confirm QRS markers	تفعيل وضع المزامنة والتأكد من QRS علامات	الصدمة لازم: ده أهم فرق R wave تيجي مع
If QRS/T unclear, use unsynchronized shock	لو الموجات مش واضحة استخدم صدمة غير متزامنة	لو المزامنة مش ممكنة، نتحول لصدمة عادية
Apply pads or prepare paddles	وضع اللصقات أو تجهيز المجاذيف	علشان توصيل الكهرباء للقلب
Avoid pad/paddle over ICD	ICD تجنب مكان	علشان ما نبوظش الجهاز
Position cables for access	ترتيب الكابلات	علشان نتحرك بسهولة
Turn on ECG recorder	تشغيل ECG	متابعة النظم أثناء الإجراء
Charge defibrillator appropriately	شحن الجهاز	حسب الطبيب
Disconnect oxygen source	فصل الأكسجين	علشان ما يحصلش حريق
Say "all clear" x3	الجميع بعيد 3x	أمان للكل
Reconfirm sync mode & QRS markers	تأكيد المزامنة ثاني	نتأكد إن الصدمة هتيجي صح
Press discharge button (pads)	الضغط على زر التفريغ	توصيل الصدمة

Step (English)	الترجمة	الشرح بالعربي (بنعمل إيه وليه)
Apply pressure & press paddle buttons	الضغط على المجاذيف	paddles لو مستخدمين
Observe rhythm & check pulse	مراقبة النظم والنبض	نشوف نجحت ولا لا
Clean paddles & remove gel	تنظيف المجاذيف	بعد الانتهاء
Check pad placement	فحص اللصقات	نتأكد مفيش ضرر
Discard supplies	التخلص من الأدوات	بطريقة آمنة

⚡ ثانياً: Defibrillation

Defibrillation Checklist – بالشرح المبسط

Step (English)	الترجمة	الشرح بالعربي
Perform hand hygiene	نظافة اليدين	تقليل العدوى
Apply pads or paddles with gel	وضع اللصقات أو المجاذيف	توصيل الكهرباء
Position defibrillator cables	ترتيب الكابلات	سهولة الوصول
Turn on ECG recorder	تشغيل ECG	نشوف الرجفان
Place pads correctly	وضع اللصقات صح	Apex–Sternum أو Anterior–Posterior
Charge defibrillator	شحن الجهاز	AHA حسب
Disconnect oxygen	فصل الأكسجين	أمان
Say “all clear” x3	الجميع بعيد 3x	أمان
Press discharge button	الضغط على التفريغ	إعطاء الصدمة

Step (English)	الترجمة	الشرح بالعربي
Press both paddle buttons	الضغط على المجاذيف	paddles لو مستخدم
Administer CPR 2 minutes	دقيقتين CPR	فرق مهم
If rhythm converts, check pulse	فحص النبض والوعي	نشوف القلب رجع
If V-Fib persists, repeat shock	تكرار الصدمة	CPR مع
Continue CPR & repeat	استمر	حسب البروتوكول
Proceed with ACLS	ACLS	لو فشل
Obtain vital signs	العلامات الحيوية	متابعة
Transfer to ICU	نقل للعناية	استقرار
Clean defibrillator	تنظيف الجهاز	بعد الطوارئ
Check pads	فحص اللصقات	سلامة الجلد
Discard supplies	التخلص من الأدوات	أمان

🔥 الفرق بينهم في كلمتين (احفظهم):

Cardioversion	Defibrillation
عنده نبض	مفیش نبض
Sync mode ON	Sync mode OFF
R wave صدمة مع	صدمة فوراً
CPR مفیش	CPR فيه
مش طوارئ قاتلة	إنقاذ حياة